



Cubre bocas tipo KN95

Están hechos con materiales filtrantes y diseñados para formar un sello con la cara del usuario a través de un clip nasal, de modo que el aire pase a través del filtro (en lugar de alrededor de los bordes) antes de ser inhalado.

Especificaciones técnicas:

Descripción	<ul style="list-style-type: none">• Cubrebocas tipo mascarilla respirador modelo KN95• Eficiencia de filtrado contra virus: 95%• Reutilizable hasta por 3 días*
	Hecho con 4 capas (material 100%):
Material/Tela	<ul style="list-style-type: none">• 1ª capa: Tela no tejida• 2ª capa: Tela Cotton air• 3ª capa: Filtro Meltblown (barrera viral y bacterial)• 4ª capa: Tela no tejida
Características	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece niveles superiores de protección• Protege de virus, bacterias, polen, partículas químicas aerotransportadas, humo y niebla• Baja resistencia a la respiración• Superficie resistente al agua• Forro suave al tacto• No irritante• Libre de fibra de vidrio y látex
Aplicación	Hospitalaria, cuidado personal e industria alimentaria
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• No. de Certificación Americana FDA (U.S. Food & Drug Administration): D392848• No. de Certificación Europea ECM: EN 149:2001+A1:2009

***Importante: Antes de Reutilizar el producto asegúrese de cumplir las siguientes medidas:**



CUBREPACK

Proteja
sus pisos
durante
la obra.

55 11 06 38 68
55 17 93 72 99

petropackmx  

- El cubrebocas SIEMPRE debe inspeccionarse antes de cada uso.
- El Cubrebocas **NO** se lava ni debe ser sumergido en ningún líquido o sustancia.
- Antes de volver a utilizar el cubrebocas, debe sanitizarlo adecuadamente con un producto desinfectante antibacterial en aerosol o rociando ligeramente con una solución de alcohol al 70% con ayuda de un atomizador.
- Después de sanitizar, deje secar completamente el producto antes de volver a utilizarlo.

El producto debe ser cuidadosa y apropiadamente desechado después de un solo uso en los siguientes casos:

- Si se utilizó para capturar cualquier cosa que pueda ser perjudicial.
- Si se ingirió o entró en contacto con membranas mucosas (como una enfermedad o infección que pueda ser transferida a través de objetos).
- Si se ensucia, se daña, se moja o es difícil para respirar debe desecharse y reemplazarse por uno nuevo.

Recomendaciones:

- Bajo ningún motivo debe compartirse con otro usuario.
- Mientras no se estén utilizando, los cubrebocas deben almacenarse en una bolsa sellada, lejos de la humedad y en un espacio donde no puedan ser triturados o distorsionados.
- Deben mantenerse lejos de la luz solar directa.
- Si por algún motivo debe retirar su cubrebocas, debe hacerlo en un área con aire seguro, incluso para comer y beber.
- Antes de desecharlo, recomendamos cortar el cubrebocas por la mitad, para evitar que pueda ser reutilizado por otra persona y evitar así una posible infección o contagio.

CUBREPACK, SA DE CV / CUB170529B55 / BARRANCA CHICA 12-A COL. SAN JUAN TOTOLTEPEC
CP 53270 NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MEXICO

www.cubrepack.com.mx